

Sistema Hifu Vaginale 4D E Hifu Facciale

Numero articolo: BL-509



introduzione

Sistema professionale 2-in-1 di HIFU vaginale e HIFU facciale 4D per cliniche mediche estetiche professionali. Ringiovanimento vaginale non invasivo, rassodamento cutaneo, rimozione delle rughe e rimodellamento corporeo con sonde HIFU multilinea 4D e vaginali. Stimola il collagene, nessun tempo di inattività, sicuro ed efficace.

Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio chiave
Riduzione delle rughe del viso	Utilizza le cartucce DS-1.5 e DS-3.0 per erogare ultrasuoni focalizzati all'epidermide e al derma, stimolando la produzione di collagene ed elastina in aree come zampe di gallina, linee della fronte e rughe periorali.	Leviga le linee sottili e migliora la texture della pelle con un trattamento naturale senza tempi di inattività.
Lifting completo del viso	Dispiega la cartuccia DS-4.5 a una profondità di 4,5 mm per mirare allo strato SMAS, sollevando guance cadenti, mascella e sopracciglia per un effetto lifting facciale non chirurgico.	Fornisce un sollevamento visibile e un contorno facciale rassodato senza incisioni.
Contorno della linea mandibolare e del mento	Utilizza le cartucce da 4,5 mm e opzionali da 8 mm per rassodare la pelle sottomentale e ridefinire la linea mandibolare, riducendo l'aspetto del doppio mento.	Crea un profilo facciale più nitido e giovanile.
Contorno corporeo e riduzione del grasso	La cartuccia opzionale da 13 mm focalizza l'energia termica negli strati di grasso sottocutaneo, inducendo la lipolisi e riducendo i depositi di grasso localizzati sull'addome, fianchi e cosce.	Scultura corporea non invasiva con una riduzione misurabile della circonferenza.
Cicatrice da acne e affinamento dei pori	Le sonde superficiali da 1,5 mm e 3,0 mm stimolano il rimodellamento del collagene per riempire le cicatrici depresse e minimizzare i pori dilatati.	Ripristina una superficie cutanea liscia e uniforme e riduce la dimensione dei pori.
Miglioramento del tono della pelle e illuminazione	La cartuccia da 3,0 mm accelera il ricambio cellulare e la sintesi del collagene, portando a un miglioramento del tono della pelle, riduzione della pigmentazione e un incarnato più radioso.	Raggiunge una luminosità giovanile e un tono della pelle uniforme.
Rassodamento vaginale	Le cartucce vaginali specifiche da 3,0 mm e 4,5 mm erogano HIFU al lamina proprio e allo strato muscolare, causando la denaturazione del collagene e il successivo rassodamento del canale vaginale.	Migliora il tono vaginale, aumenta il comfort intimo e supporta il benessere sessuale.
Lubrificazione vaginale e aumento della sensibilità	Il trattamento sottomucoso a 3,0 mm accelera la rigenerazione cellulare e promuove la lubrificazione naturale rivitalizzando la funzione ghiandolare.	Allevia la secchezza vaginale e aumenta la sensibilità per una maggiore soddisfazione intima.
Riduzione delle borse e degli occhiaie	Miraggio di precisione alla delicata area perioculare con la cartuccia da 1,5 mm rassoda la pelle e riduce l'aspetto delle borse sotto gli occhi e delle occhiaie.	Rinnova l'area degli occhi, rendendola più luminosa e giovanile.

Parametro	Specifiche
Modello	BL-509
Modalità	HIFU Vaginale e HIFU Facciale 4D
Potenza	400W
Tensione	100-240V, 50Hz/60Hz
Energia	Fino a 2.0 J
Cartucce vaginali	3.0 mm e 4.5 mm

Parametro	Specifiche
Cartucce facciali	1.5 mm, 3.0 mm, 4.5 mm (8 mm e 13 mm opzionali)
Colpi per cartuccia	10.000 colpi
Capacità totale colpi	50.000 colpi
Sonda facciale DS-4.5	4 MHz, profondità di penetrazione 4.5 mm (mirato allo strato SMAS)
Sonda facciale DS-3.0	8 MHz, profondità di penetrazione 3.0 mm (mirato allo strato di collagene dermico)
Sonda facciale DS-1.5	10 MHz, profondità di penetrazione 1.5 mm (mirato al tessuto epidermico)
Sonda vaginale 4.5 mm	Eroga energia allo strato SMAS per contrazione e rassodamento
Sonda vaginale 3.0 mm	Eroga energia al tessuto sottomucoso per la rigenerazione del collagene
Peso lordo	25 kg
Dimensioni dell'imballo	65 x 40 x 70 cm