

Macchina Laser Co2 Frazionale Per Il Trattamento Della Pelle

Numero articolo: BL-306



introduzione

Macchina laser frazionata a CO2 per il ringiovanimento della pelle, la rimozione delle cicatrici e i trattamenti ginecologici. Precisione a doppia modalità con impostazioni personalizzabili. Per saperne di più!

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifiche
Lunghezza d'onda	10,6 μm , laser all'infrarosso lontano
Potenza	40W (o 60W)
Modalità di uscita	continuo, superimpulso, frazionario
Raffreddamento	raffreddamento ad aria

Parametri	Specifiche
Grafica di scansione	7, quadrato, rettangolo, rotondo o personalizzato
Stato di funzionamento	Modalità iperimpulso
Intervallo di impulsi	1ms-5000ms, passo di 1ms
Diametro del punto focale	$\leq 0,2$ mm
Larghezza dell'impulso	0,1 ms-10 ms, passo di 0,1 ms
Modalità di lavoro	carica continua, superpulse, intermittente
Intervallo tra i punti	0,1 mm-2,6 mm, ogni passo 0,1 mm
Modalità di scansione	Emissione disordinata, con un lato come base che emette in ordine, emettendo alla massima distanza

Parametri	Specificazioni
Dispositivi laser	Dispositivo laser sigillato stimolato da corrente continua
Messa a fuoco con condensatore	f=100mm