

# Sistema Hifu 7D Professionale Per Viso E Vagina Per Trattamenti Clinici Hifu

Numero articolo: BL-512



## Introduzione

Sistema HIFU 7D versatile progettato per cliniche HIFU professionali, che offre trattamenti per viso e vagina, rimodellamento corporeo e rassodamento cutaneo. Caratteristiche: ultrasuoni focalizzati micro e macro, 9 cartucce intercambiabili con fino a 20.000 colpi ciascuna e un grande touchscreen intuitivo.

[Ulteriori informazioni](#)

Applicazione	Descrizione	Vantaggio Chiave
Sollevamento e Contouring Facciale	Trattamento full-face utilizzando cartucce da 1,5-4,5mm per sollevare guance cadenti, definire la linea mandibolare e ammorbidire le pieghe nasolabiali.	Lifting facciale non chirurgico con rassodamento visibile in una seduta, miglioramento in 2-3 mesi.
Ringiovanimento Periorbitale	La cartuccia brevettata da 2,0mm mira alle zampe di gallina, alle borse sotto gli occhi e alla ptosi sopraccigliare, erogando energia in sicurezza attorno al bordo orbitale.	Riduce le linee sottili e solleva l'area degli occhi senza danni termici alle strutture oculari.
Revitalizzazione Collo e Décolleté	Le sonde da 1,5mm e 3,0mm trattano le linee orizzontali del collo e la pelle "crepe" del petto, un'area comune di invecchiamento precoce.	leva la texture e ripristina la compattezza, spesso con un solo passaggio.
Riduzione del Doppio Mento e Grasso Smentale	Le cartucce da 4,5mm e 6mm concentrano l'energia sul grasso sopraplasmale, interrompendo gli adipociti e rassodando la pelle sovrastante.	Contorna il profilo del mento e del collo senza iniezioni di lipolisi o chirurgia.
Contouring Corporeo e Riduzione Circonferenziale	Le sonde da 9mm e 13mm mirano al grasso ostinato sull'addome, fianchi e cosce, riducendo la circonferenza e migliorando la lassità cutanea.	Distruzione non invasiva delle cellule adipose con assottigliamento graduale in 3-12 mesi.
Levigatura Cellulite	Le cartucce profonde trattano i setti fibrosi e i globuli di grasso responsabili dell'effetto "a buccia d'arancia" su cosce e glutei.	Migliora visibilmente l'uniformità e la texture della superficie della pelle, aumentando la fiducia del paziente.
Ringiovanimento e Rassodamento Vaginale	Le sonde vaginali da 3,0mm e 4,5mm contraggono gli strati mucosi e muscolari, affrontando la lassità spesso dovuta al parto o all'invecchiamento.	Migliora la funzione sessuale, aumenta la lubrificazione naturale e riduce i sintomi di incontinenza da stress urinario.
Retrazione Cutanea Post-Chirurgica	Dopo liposuzione o addominoplastica, HIFU accelera il restringimento cutaneo e il rimodellamento del collagene, migliorando la levigatezza del contorno.	Accelera il recupero e riduce le irregolarità superficiali, ottimizzando i risultati chirurgici.

Parametro	Valore
Modello	BL-512
Tecnologia	MMFU (Micro & Macro Focused Ultrasound)
Funzioni	Rassodamento cutaneo, rimozione rughe, contouring corporeo, rassodamento vaginale
Tensione	110-240V, 50/60Hz
Aree di Trattamento	Viso completo, viso inferiore, décolleté, addome, braccia, cosce, glutei, area vaginale
Colpi HIFU per Cartuccia	20.000
Cartucce Incluse	Viso/Corpo: 1,5mm, 2,0mm, 3,0mm, 4,5mm, 6mm, 9,0mm, 13mm; Vaginale: 3,0mm, 4,5mm
Spaziatura Punti	5,0-25mm
Energia in Uscita	0,1-3,0 J

Parametro	Valore
Display	Touchscreen da 10,4 pollici
Peso Lordo	18,0 kg
Dimensioni Imballo	54 x 46 x 46 cm
Garanzia	2 Anni