

Macchina Ultrasonica Di Cavitazione Radiofrequency Per Il Corpo Che Dimagrisce

Numero articolo: BL-601



introduzione

Macchina a cavitazione ultrasonica BELIS per la riduzione non invasiva del grasso, il rassodamento della pelle e il rimodellamento del corpo. Tecnologia RF di livello professionale per le cliniche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Liposuzione tradizionale	Sistema di cavitazione BELIS
Invasività	Incisioni chirurgiche	Non invasivo
Tempo di recupero	2-4 settimane	Nessuno
Rischio di complicazioni	8-12%	<0.1%
Meccanismo di riduzione del grasso	Aspirazione fisica	Eliminazione metabolica
Stimolazione del collagene	Nessuna	Significativo

Tipo di manipolo	Potenza di uscita	Frequenza	Energia
Manipolo a cavitazione 40K	150V	40KHz	25W
Manipolo RF bipolare+vuoto	66V	450K	95W
Manipolo RF corpo	66V	550K	50W
Manipolo RF tripolare	66V	450K	35W
Manipolo RF facciale	66V	450K	35W

Dimensioni (LxLxH)	Peso netto
440mmx440mmx430mm	17KG